

**VINNOE35**  
Potencia A Tu Alcance



**VINNO**

**VINNO Ultrasound S.L.U.**

Calle Llobregat 8, Nave 4, 08750 Molins de Rei, Barcelona (Spain)

Tel: (+34) 93.348.67.66

Email: [info@vinnospain.com](mailto:info@vinnospain.com)

Web: [www.vinnospain.com](http://www.vinnospain.com)

VINNO Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas.

**VINNO**

**VINNO E35 es un ecógrafo potente y con un diseño elegante para múltiples aplicaciones clínicas. Su versatilidad satisface las necesidades de los usuarios más exigentes.**

- Imagen sobresaliente.
- Diseño elegante.
- Interfaz intuitivo.
- Amplio abanico de herramientas.



# IMAGEN SOBRESALIENTE

## Innovadora plataforma de RF (Radiofrecuencia)

Gracias a la nueva plataforma de RadioFrecuencia que usan los equipos VINNO, el sistema es capaz de adquirir hasta 40 veces más de información de la señal, permitiendo mejorar la resolución y el post procesado.





Imagen precisa en MODO B que permite identificar IMT de menos de 0,1mm



RF Flow que nos permite detectar flujos sanguíneos con velocidades de menos de 1cm/s

## Tecnología avanzada de procesamiento de imagen.

**VFUSION** es una tecnología de procesamiento de ultrasonidos de VINNO que mejora la información de la imagen y el contraste, y reduce el ruido ecográfico.

**VSPECKLE** es un algoritmo que reduce el ruido, y que además mejora el contraste de los bordes y de la imagen.



## DISEÑO ELEGANTE



El exclusivo diseño del E35 está pensado para ofrecer el máximo confort y eficiencia al usuario. Permite realizar exámenes en menor tiempo y de forma más cómoda y accesible.



# AMPLÍO ABANICO DE HERRAMIENTAS

Compara-fácil




Permite comparar exámenes anteriores en tiempo real para poder realizar comparativas más precisas.

4D-HQ



El HQ Light es una tecnología que permite generar un renderizado mucho más preciso de las estructuras fetales.

Auto Folículo



Solo en un click, y el volumen de todos los folículos serán reconocidos y calculados de forma automática.




# INTERFAZ INTUITIVO

La pantalla táctil de alta sensibilidad de los equipos VINNO le permite acelerar su trabajo diario y realizar exámenes más completos.



Presets definidos por el usuario



Mediciones definidas por el usuario



Revisión rápida y sencilla de los exámenes



Informes realizados desde el equipo


## Galería De Imágenes




Formación del saco vitelino en Modo B




Corazón Fetal en Modo B




Placa en carótida- Modo Zoom RF




Carótida




Vena hepática – Modo CFM



Flujo sanguíneo alrededor del nódulo tiroideo- Modo CFM



Derrame pericárdico – Modo B




Flujo de regurgitación aórtica- Modo CFM




Folículos en ovarios



Cara de feto



Nódulo en mama



Cara de feto – Modo 4D